

Введение усиленного платье хирургии стерильной больницы:

1. Предотвращение распространения жидкостей тела и содержания брызг крови и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вирусы. вторгающаяся
2. Идеально подходит для работы с большим количеством жидкости. Для предотвращения передачи инфекции за или персонал на рану или наоборот при непосредственном контакте.
3. Long стиль, с хорошими защитными функциями.


Спецификация армированной платье хирургии стерильной больницы

имя	лучший китайский завод для одноразового использования усиленной платье хирургии стерильной больницы
материал	SMS45g
Стиль	Стерильный, стандартный стиль, Завяжите на воротнике, связи на талии, эластичные манжеты
Размер	S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см), XL (125 * 150см), 2XL (130 * 150см) или любые другие пользовательские размеры
Вес бумаги	45g
цвет	зеленый.
упаковка	Стерильный, 1шт / мешок, 50pcs / CTN
Загрузка контейнера	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Доставка	Один 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-25days
хранить	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

Фотографии армированной платье хирургии стерильной больницы:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Наши преимущества:

- 1.260 рабочих, 25000 м² пыли семинар,
- 2.12 лет опыта, ISO, CE & Amp; FDA сертифицирована,
- 3.Оне час достигают Ухань порта,
- 4.Free образцы и быстрая реакция,

Добро пожаловать, напишите мне или позвоните мне непосредственно, давайте поговорим о более.

Контактная информация:

VIP-обслуживание

Рими Chi

мобильный: 0086-15623307739

телефон: 0086-27 8782 9195

Эл. почта: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04