

### **Введение усиленного платье хирургии стерильной больницы:**

1. Предотвращение распространения жидкостей тела и содержания брызг крови и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вирусы. вторгающаяся
2. Идеально подходит для работы с большим количеством жидкости. Для предотвращения передачи инфекции за или персонал на рану или наоборот при непосредственном контакте.
3. Long стиль, с хорошими защитными функциями.

### **Спецификация армированной платье хирургии стерильной больницы**

имя	лучший китайский завод для одноразового использования усиленной платье хирургии стерильной больницы
материал	SMS45g
Стиль	Стерильный, стандартный стиль, Завяжите на воротнике, связи на талии, эластичные манжеты
Размер	S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см), XL (125 * 150см), 2XL (130 * 150см) или любые другие пользовательские размеры
Вес бумаги	45g
цвет	зеленый.
упаковка	Стерильный, 1шт / мешок, 50pcs / CTN
Загрузка контейнера	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Доставка	Один 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-25days
хранить	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

### **Фотографии армированной платье хирургии стерильной больницы:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### **Наши преимущества:**

- 1.260 рабочих, 25000 м<sup>2</sup> пыли семинар,
- 2.12 лет опыта, ISO, CE & Amp; FDA сертифицирована,
- 3.Оне час достигают Ухань порта,
- 4.Free образцы и быстрая реакция,

Добро пожаловать, напишите мне или позвоните мне непосредственно, давайте поговорим о более.

### **Контактная информация:**

**VIP-обслуживание**

**Рими Chi**

**мобильный: 0086-15623307739**

**телефон: 0086-27 8782 9195**

**Эл. почта: [sales04@orienthonest.com](mailto:sales04@orienthonest.com)**

**Skype: orienthonest04**