

Введение одноразовых PP25g врач больницы с колпачком галстуках

Доктор Колпачок со связями дополнения выполнены из нетканого материала, ручная работа, с двумя завязывается на задней крышки, сильные и отрегулировать связи делают колпачок очень удобно носить it. Mainly использовать для врач больницы работают комната и т.д.

Характеристики одноразовой PP25g врач больницы с колпачком галстуках

материал	SBPP / SPP / нетканый
вес	PP10-30g,
Стиль	со связями на задней крышке
Размер	стандартный размер
цвет	синий, или как вы заказали
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58x25x27cm
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов.Пыле-бесплатный семинар, Лаборатория, пищевой промышленности, электронного производства и т.д.
MOQ	100000 PCS

Изображение одноразового использования PP25g врач больницы кепке с галстуках



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

