

Product details

Детали одноразовые полиэтиленовой пленки армированные хирургическое платье:

Ткань conforms к EN13795 стандарты,

Хирургический халат производится в **пыли чистой комнате**, Которые гарантируют хорошее качество.

Стерилизация может быть обеспечиваются нами или стерильными в вашем местном.

ISO13485 и CE сертификаты доступны, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

Один упаковочные изделия:

Описание	Количество	Спецификация
Хирургический халат	1	M-XL
Полотенце для рук	2	30 * 40см
Стерилизация мешок (бумажный полиэтиленовый пакет)	1	26 * 36см
Оберточная бумага	1	60 * 60 см

Таблица размеров :

M	120 * 140см
L	125 * 145см
XL	130 * 150см
XXL	135 * 155см

Особенности:

1.SMMS материал: Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, удобный, "Три обороны"

(Водонепроницаемая, антиалкогольная и разбрызгивание анти-крови)

2.Disposable хирургический халат в основном для врача для работы, также доступны для использования в изоляции

врачи и посетители комнаты.

Картинка одноразовые полиэтиленовой пленки армированные хирургическое платье:





Наши преимущества:

1. 260 рабочих, 25000 м² пыли семинар,
2. 12 лет опыта, ISO, CE & Amp; FDA сертифицирована,
3. One час достигают Ухань порта,
4. Free образцы и быстрая реакция,

Это, как мы сохранить хорошее качество и надежное сотрудничество для глобальных уважаемых клиентов.

Добро пожаловать связаться со мной и называть меня, как информацию ниже:

VIP-обслуживание

Рими Chi

мобильный: 0086-15623307739

телефон: 0086-27 8782 9195

Эл. почта: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04