

Product details

поставщик для одноразового платье изоляции CPE:

Поставщик для одноразового платье изоляции CPE сделан из гидрофобного CPE материал, Без латекса; абразивнаяупорная; полностью непроницаемый жидкость и алкоголь репеллентом. а также могут быть использованы в больнице, лаборатория, пищевая промышленность, или где-либо нуждаются в защите.

Спецификация поставщика для одноразового платье изоляции CPE:

материал	CPE
вес	CPE 30-65 GSM; (Удобно, без стекловолокна, латекса.)
Стиль	Шея: с Hool Талия: галстуках Манжета: с петлей для большого пальца Открытие на спине
Размер	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
цвет	молочно-белый
упаковка	нестерильные, 10 шт / мешок, 10 мешков / CTN. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 100 шт / кор
дизайн упаковки	Все коробки и коробки печати внутренняя может быть как ваш дизайн
размер коробки	Стандартная упаковка коробки 58X28X48 см
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. используется в больнице, лаборатории, пищевой промышленности, а также в любом месте, нуждаются в защите

Контроль качества

- 1.We не начнет делать продукцию, пока вы не подтвердите образец.
2. упаковка будет водонепроницаемым, влагостойкие и запечатаны.

Политика образца

- 1.Sample согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 3-5 дней.
2. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.
3. Существующие образцы Время выборки: 1день
4. Сделайте массовое производство после того, как вы подтвердите образец.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!

The happy time with customers

