

Представление о водонепроницаемая изоляция производителя платье

1. Длинные рукава
2. Упругие манжеты.
3. Связи на шее и талии.
4. С помощью стерилизованы и не стерилизовать.
5. PS: различный размер и цвет имеющиеся.

Спецификация водонепроницаемая изоляция производителя платье

материал	PP + PE, и т.д.
Вес бумаги	PP + PE 45g, или граммы как ваш запрос
Стиль	Завяжите на / липучки на шее, упругой / вырезанные манжеты, стандартной или усиленной
Размер	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
цвет	зеленый и т.д.
упаковка	Нестерильная, 10 шт / мешок, 10 мешков / CTN. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 100 шт / кор
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58X28X48 см
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов без пыли цех, лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

заявка

Водонепроницаемая изоляция платье разработан, чтобы обеспечить выбор уровня защиты в зависимости от нетканого материала. Изготовлен из мягкого нетканого материала, удобного добавить материал пленки ПЭ, может безопасно и экологически утилизировать, когда загрязняется и не требует денег. Помогите остановить распространение инфекции.

Дизайн для больниц и лабораторных условиях, где посетитель должен иметь умеренную защиту от инфекционных или химического загрязнения.

Политика образца:

1. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 3-5 дней.
2. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.

3. Существующие образцы Время выборки: 1день.
4. Сделайте массовое производство после того, как вы подтвердите образец.

Контроль качества:

1. Мы не начнем сделать продукты до тех пор, пока подтвердить образец.
2. Упаковка будет водонепроницаемым, влагостойкие и запечатаны.

Фотографии непромокаемой производителя платье изоляции:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

