

Product details

ПИСАНИЕ из одноразовые лабораторные халаты для продажи

- 1. Материал: pp38g
- 2. Цвет: белый,
- 3. Стилъ: трикотажные манжеты, вязать воротник, с карманами
- 4. Размер: XXL, или S, M, L, XL, XXXL и т.д.
- 5. Упаковка: 1-5pcs / полиэтиленовый пакет, 50PCS / коробка и, как вам требуется
- 6.1 * 20 "FCL: 50000pcs (толерантность как различные размеры и материалы)
- 7. Мини количество заказа: 5000PCS
- 8. Сертификат: CE, FDA, ISO13485

характеристики одноразовые лабораторные халаты для продажи

материал	C. Non Woven
Вес бумаги	PP38g, Могли как ваш запрос
Стилъ	С вязаным воротником, с трикотажными манжетами, с карманами
Размер	S-6XL
цвет	белый и т.д.
упаковка	5шт / коробка, 50 мешков / CTN, или как ваше требование
дизайн упаковки	все внутренний мешок и коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	dustfree мастерская, стационар, лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?

A: Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированную в 2013 году.

Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?

Ответ: Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я

могу получить его?

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.