

2021 醫用級拋棄式醫用外科口罩

醫用級拋棄式醫用外科口罩:	醫用級拋棄式醫用外科口罩
數量:	3 萬個 (100% 全棉) 第一層: 25 GSM Spun-Bond 無紡布 第二層: 25 GSM Melting-blown 無紡布 (熔噴) 第三層: 35 GSM 無紡布 (全棉、無紡布、熔噴無紡布)
Q-Max:	0.3 - 0.35 gsm / m ² ° C
顏色:	白色, 藍色, 綠色, 黑色 ...
尺寸:	標準尺寸: 17.5 * 9.5 cm.
過濾材料:	BFE / PFE 99%, 熔噴無紡布, Eleung 無紡布
標準:	EN 14683-2019
認證:	CE, ISO 13485, 醫用級拋棄式醫用外科口罩 ...

2021 醫用級拋棄式醫用外科口罩

Q-Max 0.35 醫用級拋棄式醫用外科口罩

3 萬個

白色

標準尺寸

無紡布

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-face-mask.html#.yj42ckgzauk>