

**21 PP 充气垫 bouffant:**

材料: PP 充气垫 bouffant

衬里: PP 充气垫 PU 衬里

重量: 10-45gsm 衬里

尺寸: 定制, 标准, 加厚, 加厚, 加厚

长度: 21 ", 定制

厚度: 100 厘米 / 厚度 10 厘米 / 定制

颜色: 定制, 定制, 定制, 定制, 定制

定制: 定制 30 厘米

定制: T / T, L / C, Paypal 定制

定制:

定制: 定制 80% 定制

定制: 2 厘米

定制: OEM 定制 / 定制  
定制 CE, ISO13485

**定制:**

- 1. 定制 bouffant 定制 PP (10-45GSM) 定制 PU 衬里
- 2. 定制
- 3. 定制, 定制, 定制, 定制
- 4. bouffant 定制 / 定制

**定制:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



