

Product details

- 1 : ()
- 2 :
- 3 : SMS
- 4. : SMS45
- 5 : 5 / 10pcs / bag, 30pcs / 50pcs / 100pcs /
- 6 : 40HQ 20-30days
- 7 : CE, ISO13485,
- 8. : S-5XL :
S: 98x118cm
M: 103x123cm
L: 107x128cm
XL: 110x134cm
XXL: 117x140cm

 & amp;

 :

	,
	SMS (+ Meltblown +)
	S-5XL S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm (& amp;)
	20 - 65gsm ()
	5pcs / 10pcs / bag, 30pcs / 50pcs / 100pcs /
	, , , , / /
	3 ()

Order quantity	Order quantity 40HQ container 15-20days
Payment	Payment terms: 80% advance payment, 20% balance payment before delivery
Shipping	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Money Order, Paypal
OEM	1. Customized design and logo 2. Customized color / material 3. Customized size

Lead time:

1. Standard order 2-5days
2. Customized order 10-15days
3. Customized order 1 month
4. Customized order 1-2 months

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1.Are 貴社が製造する製品は、品質管理が厳格に行われているのでしょうか？

A: 貴社が製造する製品は、品質管理が厳格に行われており、2003 年に ISO 9001 認証を取得しています。また、2013 年に ISO 14001 認証を取得しています。

Q: 2.What 貴社が製造する製品の価格が、他社に比べて高いのでしょうか？

A: 貴社が製造する製品の価格は、USD18 から 20 まであり、品質が保証されています。

Q: 3. 貴社が製造する製品の品質管理は、ISO, EN などの規格に準拠しているのでしょうか？

A: 貴社が製造する製品は、CE, ISO13485, などの規格に準拠しており、品質が保証されています。また、NELSON などの規格にも準拠しています。

Q: 4. 貴社が製造する製品の品質管理は、どのような方法で行われているのでしょうか？

A: 貴社が製造する製品の品質管理は、3-7 年間の経験に基づいて行われています。

The happy time with customers

