

尺寸 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "

材质 涤纶, 棉, 麻, 丝, 毛, 混纺, 其他, (请提供详细材质说明)

包装规格 100pcs / 包 20bags / 箱, 2000pcs / 箱

详细规格说明 请参考产品目录或联系销售

颜色

包装规格 58x25x27cm

详细规格说明 请参考产品目录或联系销售

材质 涤纶, 棉, 麻, 丝, 毛, 混纺, 其他, (请提供详细材质说明)

MOQ 100,000 件

联系我们 请发送邮件至 sales@company.com



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



