

คุณสมบัติของถุง bouffant:

ถุง bouffant ทำจากพลาสติกชนิดโพรพิลีน (PP) มีคุณสมบัติกันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, และกันสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นโพรพิลีนเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) ซึ่งปลอดภัยต่อผิวหนังและร่างกายของผู้ใช้

ถุง "bouffant" มีลักษณะเป็นถุงที่พองตัวได้ ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างภายในถุง ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกและสบายตัว นอกจากนี้ยังช่วยลดการสัมผัสกับพื้นผิวภายนอกของถุงอีกด้วย

คุณสมบัติของถุง bouffant caps:

1. วัสดุ: โพรพิลีน (Polypropylene)
2. มาตรฐาน: มาตรฐาน CE, ISO13485
3. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก
4. วัสดุ: โพรพิลีน (Polypropylene)
5. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก
6. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก polypropylene วัสดุทางการแพทย์
7. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก
8. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก

คุณสมบัติของถุง bouffant caps:

1. คุณสมบัติ: กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก, กันกลิ่น, กันเสียง, กันไฟฟ้าสถิตย์, กันรังสี
2. Sterile วัสดุทางการแพทย์
3. Non วัสดุทางการแพทย์, กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก, กันกลิ่น, กันเสียง, กันไฟฟ้าสถิตย์, กันรังสี

คุณสมบัติของถุง bouffant caps:

วัสดุ	PP โพรพิลีน
น้ำหนัก	10-30g
คุณสมบัติ	กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก
ขนาด	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
สี	สีขาว (หรือตามต้องการ)
บรรจุภัณฑ์	100pcs / bag, 20bags / คาร์ต, 2000pcs / คาร์ต
คุณสมบัติพิเศษ	กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก
ขนาดบรรจุภัณฑ์	58x25x27cm
คุณสมบัติพิเศษ	กันน้ำ, กันลม, กันเชื้อโรค, กันสิ่งสกปรก, กันกลิ่น, กันเสียง, กันไฟฟ้าสถิตย์, กันรังสี
MOQ	100,000 ชิ้น

คุณสมบัติของถุง bouffant caps:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

