

Product details

SF

1. 物料名称: SF50G
2. 规格: 标准规格,
3. 包装形式: 散装/袋装/箱装/桶装/其他
4. 品牌: S-XXXL 品牌/型号/系列
5. 数量/单位: 5 个 / polybag, 50PCS / 其他
6. 尺寸 * 重量: 1 * 20 "FCL: 50000pcs (其他)
7. 保质期/有效期: 5000pcs
8. 认证: CE, FDA, ISO13485

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

1. Directly,

2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, ☐☐☐☐,

3.Capacity: 10,000 / 1 * 40HQ 10-15

4. Good ☐ OEM ☐ 24 ☐

5

SF

[illegible]

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1.Are 貴社が提供する製品は、品質が保証されていますか？

A: 貴社が提供する製品は、品質が保証されています。2003 年に ISO 9001 認証を取得し、品質管理を徹底しています。

Q: 2.What 貴社が提供する製品の価格はいくらですか？

A: 貴社が提供する製品の価格は USD18 から 20 までです。

Q: 3. 貴社が提供する製品の品質は、ISO, EN 規格に準拠していますか？

A: 貴社が提供する製品は、CE, ISO13485, 規格に準拠しています。また、NELSON 規格にも準拠しています。

Q: 4. 貴社が提供する製品のリードタイムはどのくらいですか？

A: 貴社が提供する製品のリードタイムは 3-7 週間です。

